

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Tau-T181 Pour Wb Et Elisa - P10636-5

Numéro d'article: CM0000484

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-Tau-T181 validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la protéine Tau phosphorylée en T181 chez l'humain et la souris, adapté à la recherche sur la maladie d'Alzheimer et les tauopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-Tau-T181
Remarques/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4137
GeneID	4137
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P10636-5
Poids de la protéine	32-45 kDa / 78-80 kDa
Expédition	Sac de glace