

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Tau-T181 (Wb, If, Elisa) - P10636

Numéro d'article: CM0001056



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin haute spécificité dirigé contre Tau phosphorylé au niveau du Thr181. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'homme, la souris, le rat. Essentiel pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et les tauopathies en diagnostic in vitro.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Tau-T181 pAb de lapin
Remarques / Alias	TAU ; MSTD ; PPND ; DDPAC ; MAPTL ; MTBT1 ; MTBT2 ; tau-40 ; FTDP-17 ; PPP1R103 ; Tau-PHF6 ; Phospho-Tau-T181
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4137
GeneID	4137
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour du T498 de la Tau humaine (NP_058519.3?)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10636
Poids de la protéine	79kDa
Expédition	Sac de glace