

Mab De Lapin Anti-Phospho-Tau-T217 Pour Wb, Elisa - P10636-8

Numéro d'article: CM0000670

Introduction

Un anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la forme phosphorylée de Tau (Thr217) validé pour Western blot et ELISA. Il détecte spécifiquement la tau humaine, facilitant la recherche sur la maladie d'Alzheimer et les tauopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Phospho-Tau-T217
Remarques / Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T217
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4137
GeneID	4137
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région T217 de la Tau humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10636-8
Poids moléculaire de la protéine	33-46kDa/79-81kDa
Expédition	Sac de glace