

Pab De Lapin Anti-Phospho-Tau-T231 Pour Wb, Elisa - P10636

Numéro d'article: CM0001205



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-Tau-T231 validé pour WB et ELISA. Reconnaît les espèces souris et rat. Cible l'épitope phosphorylé de la protéine Tau humaine (79 kDa) associé à la maladie d'Alzheimer. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Phospho-Tau-T231
Remarques / Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T231
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4137
GeneID	4137
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P10636
Poids de la protéine	79 kDa
Expédition	Sac isotherme