

Phospho-Tau-T231 Pab Lapin - P10636

Numéro d'article: CM0000701



Introduction

Phospho-Tau-T231 pAb Lapin (P10636) détecte spécifiquement la Tau phosphorylée au site T231 chez l'humain et la souris. Convient pour le WB et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et les tauopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Tau-T231 pAb Lapin
Remarques/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T231
Espèce	Humain
ID de gène	4137
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la T548 de la Tau humaine (NP_058519.3?)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P10636
Poids de la protéine	79kDa
Expédition	Sac de glace