


Phospho-Tbc1D4-S588 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - O60343

Numéro d'article: CM0000932



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Phospho-TBC1D4-S588 validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Détecte la protéine TBC1D4 phosphorylée sur la sérine 588, impliquée dans la translocation GLUT4 médiée par l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-TBC1D4-S588 Lapin pAb
Remarques/Alias	AS160; NIDDM5; Phospho-TBC1D4-S588
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9882
GeneID	9882
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S588 du TBC1D4 humain (NP_055647.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60343
Poids Protéique	147kDa
Expédition	Sac de glace