


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Tifa-T9 Pour Wb Et Elisa - Q96Cg3

Numéro d'article: CM0001897



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant spécifiquement le TIFA humain phosphorylé sur Thr-9, validé pour le Western blot et l'ELISA, détectant la protéine adaptatrice de l'immunité innée de 21 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin Phospho-TIFA-T9
Remarques/Alias	T2BP; T6BP; TIFAA; Phospho-TIFA-T9
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	92610
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T9 du TIFA humain (NP_443096.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96CG3
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace