

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Tp73-Y99 Pour Wb, Elisa - O15350

Numéro d'article: CM0000692



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-TP73-Y99 pour Western blot et ELISA. Détecte la p73 phosphorylée humaine au niveau de Tyr99. Idéal pour la recherche sur l'apoptose, les dommages à l'ADN et la différenciation pulmonaire. Validé sur des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin Phospho-TP73-Y99
Remarques/Alias	P73 ; CILD47 ; Phospho-TP73-Y99
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7161
GeneID	7161
Immunogène	Peptide synthétique, un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant Y99 de la TP73 humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15350
Poids moléculaire protéique	70 kDa
Expédition	Sac de glace