

## Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Tyk2 (Y1054/1055) Pour Wb Et Elisa - P29597

Numéro d'article: CM0001799



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-Tyk2 (Y1054/1055), validé pour WB et ELISA, détecte le Tyk2 humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des cytokines et des interférons, de la croissance cellulaire et de la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Phospho-Tyk2-Y1054/1055 Lapin pAb                                                    |
| Remarques/Alias      | JTK1; IMD35; Phospho-Tyk2-Y1054/1055                                                 |
| Espèce               | Humain                                                                               |
| ID de gène (Humain)  | 7297                                                                                 |
| ID de gène           | 7297                                                                                 |
| Immunogène           | Peptide phosphorylé synthétique autour de Y1054 & Y1055 de Tyk2 humain (NP_003322.3) |
| Source               | Lapin                                                                                |
| Catégorie            | Anticorps phosphorylés                                                               |
| Application          | WB, ELISA                                                                            |
| Réactivité croisée   | Souris, Rat                                                                          |
| SWISS                | P29597                                                                               |
| Poids de la protéine | 134kDa                                                                               |
| Expédition           | Sac de glace                                                                         |