


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Tyrosine Hydroxylase-S40 Pour Wb, Elisa - P07101

Numéro d'article: CM0001383



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Phospho-Tyrosine Hydroxylase-S40 détecte la tyrosine hydroxylase phosphorylée au niveau de Ser40. Convient pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec le rat. Outil idéal pour la recherche sur les catécholamines et la neurologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-Tyrosine Hydroxylase-S40 Lapin pAb
Remarques/Alias	TYH; DYT14; DYT5b; Phospho-Tyrosine Hydroxylase-S40
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7054
GeneID	7054
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de S40 de la tyrosine hydroxylase humaine (NP_000351.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Rat
SWISS	P07101
Poids Protéique	45-59 kDa
Expédition	Sac de glace