


Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-Ubiquitine (Ser65) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62979 / P62987 / P0Cg47 / P0Cg48

Numéro d'article: CM0004137



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Phospho-Ubiquitine (Ser65) validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Spécifique de l'ubiquitine humaine phosphorylée sur la sérine 65. Idéal pour l'étude de la signalisation par l'ubiquitine et des voies du protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Ubiquitine-S65 mAb lapin
Remarques / Alias	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; HMG20; Phospho-Ubiquitine-Ser65
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6233/7311/7314/7316
Identifiant du gène	6233/7311/7314/7316
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S65 de l'Ubiquitine humaine (NP_002945.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P62979/P62987/P0CG47/P0CG48
Poids de la protéine	18 kDa/15 kDa/26 kDa/77 kDa
Expédition	Sac de glace