

Anticorps De Lapin Pab Phospho-Ulk1-S467 Pour Wb, Elisa - 075385

Numéro d'article: CM0001884



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique au phosphate ciblant ULK1 (S467), une kinase clé de l'autophagie. Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA avec réactivité humaine et murine. Idéal pour la recherche sur l'autophagie et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-ULK1-S467 Lapin pAb
Remarques/Alias	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; Phospho-ULK1-S467
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8408
GeneID	8408
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du S467 de l'ULK1 humain (NP_003556.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	075385
Poids moléculaire	113kDa
Expédition	Sac de glace