

Phospho-ULK1-S555 Pac Lapin Pour Wb, Elisa - 075385

Numéro d'article: CM0001170



Introduction

Le pAc Lapin Phospho-ULK1-S555 détecte spécifiquement l'ULK1 phosphorylé sur la Ser555. Validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains. Idéal pour la recherche sur l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-ULK1-S555 pAc Lapin
Remarques/Alias	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1
Espèce	Humain
GeneID	8408
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S555 de l'ULK1 humain (NP_003556.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	075385
Poids de la protéine	113 kDa
Expédition	Sac de glace