

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-ULK1-S638 Pour Wb Et Elisa - O75385

Numéro d'article: CM0001341



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant phospho-ULK1 (Ser638) pour la recherche sur l'autophagie. Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit croisé avec des échantillons humains et murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-ULK1-S638 Lapin pAb
Remarques/Alias	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; Phospho-ULK1-S638
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8408
GeneID	8408
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour du S638 de l'ULK1 humain (NP_003556.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O75385
Poids de la protéine	113kDa
Expédition	Sac de glace