

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-B-Caténine (S33/S37/T41) Pour Ihc-P, Elisa - P35222

Numéro d'article: CM0001129



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la β -Caténine phosphorylée aux positions S33, S37 et T41 pour IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour les études sur la signalisation Wnt et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho- β -Caténine-S33/S37/T41 pAc Lapin
Remarques/Alias	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho- β -Caténine-S33/S37/T41
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1499
GeneID	1499
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35222
Poids Protéique	85kDa
Expédition	Sac de glace