

Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-B-Caténine-S552 Pour Wb, Elisa - P35222

Numéro d'article: CM0001939



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la phospho-β-caténine (Ser552) pour les applications de Western blot et ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la signalisation Wnt et de l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	mAb Lapin Phospho-β-Caténine-S552
Remarques/Alias	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho-β-Caténine-S552
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1499
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S552 de CTNNB1 humain (NP_001895.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P35222
Poids Protéique	85kDa
Expédition	Sac de glace