

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-B-Caténine-S675 Pour Wb, If-P, Elisa - P35222

Numéro d'article: CM0001612



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin détectant la phospho- β -caténine (S675) pour WB, IF-P, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Phospho- β -Caténine-S675 Rabbit pAb
Remarques / Alias	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho- β -Catenin-S675
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1499
GeneID	1499
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S675 de la bêta-caténine humaine (NP_001091679.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35222
Poids de la protéine	85 kDa
Expédition	Sachet de glace