

Pab Lapin Anti-Phospho-B-Caténine-Y333 Pour Wb - P35222

Numéro d'article: CM0000528



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la β -caténine phosphorylée (Tyr333), validé pour le Western blot sur des échantillons humains. Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin anti-Phospho- β -Caténine-Y333
Remarques/Alias	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho- β -Caténine-Y333
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1499
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P35222
Poids de la protéine	85 kDa
Expédition	Sac de glace