

Phospho-Vangl2-T78/S79/S82 Rabbit Mab Pour Wb Et Elisa - Q9ULK5

Numéro d'article: CM0000655



Introduction

Anticorps monoclonal phospho-spécifique ciblant VANGL2 au niveau de T78/S79/S82, validé pour WB et ELISA. Convient pour la recherche sur la polarité cellulaire plane et la biologie du développement chez l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-VANGL2-T78/S79/S82 Rabbit mAb
Remarques/Alias	LPP1; LTAP; STB1; STBM; STBM1; Phospho-VANGL2-T78/S79/S82
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	57216
ID de gène	57216
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant T78/S79/S82 de VANGL2 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9ULK5
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace