

Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-Vasp-S239 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P50552

Numéro d'article: CM0001906



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Phospho-VASP-S239, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît la VASP humaine phosphorylée sur la sérine 239. Idéal pour la recherche sur la dynamique du cytos squelette, l'activation plaquettaire et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-VASP-S239 mAb Lapin
Remarques/Alias	VASP; vasodilator-stimulated phosphoprotein; Phospho-VASP-S239
Espèce	Humain
GeneID	7408
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S239 de la VASP humaine (NP_003361.1).)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P50552
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace