


Phospho-Vav1-Y174 Lapin Pab Pour Wb - P15498

Numéro d'article: CM0001407



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la VAV1 humaine au niveau de la tyrosine 174 (Y174). Idéal pour WB dans des échantillons humains et de rat, pour explorer la fonction de la protéine Vav dans la signalisation hématopoïétique et la différenciation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-VAV1-Y174 Lapin pAb
Remarques/Alias	VAV ; Phospho-VAV1-Y174
Espèce	Humain
ID du gène	7409
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant la Y174 de la VAV1 humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P15498
Poids protéique	98 kDa
Expédition	Sac de glace