

## Ac Monoclonal De Lapin Anti-Vegf Récepteur 2 Phospho-Y1175 Pour Wb, Elisa - P35968

Numéro d'article: CM0000973



### Introduction

Ac monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant VEGFR2 (KDR, FLK1, CD309) phosphorylé au niveau du résidu Y1175. Validé pour Western blot et ELISA. Idéal pour l'étude de l'angiogenèse et des voies de signalisation vasculaires.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Ac monoclonal de lapin anti-VEGF Récepteur 2 phospho-Y1175                                                                                  |
| Remarques / Alias    | FLK1 ; CD309 ; VEGFR ; VEGFR2                                                                                                               |
| Espèce cible         | Humain                                                                                                                                      |
| ID du gène (Humain)  | 3791                                                                                                                                        |
| Immunogène           | Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région du résidu Y1175 du VEGF Récepteur 2 humain (NP_002244.1) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                       |
| Catégorie            | Anticorps phosphorylés                                                                                                                      |
| Applications         | WB, ELISA                                                                                                                                   |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                                      |
| SWISS                | P35968                                                                                                                                      |
| Poids de la protéine | 152 kDa                                                                                                                                     |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                |