


Phospho-Vimentine-S39 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P08670

Numéro d'article: CM0001253



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-Vimentine-S39 pour applications WB, IHC-P, ELISA. Détecte la vimentine humaine, murine et de rat phosphorylée sur Ser39. Idéal pour la recherche sur la migration cellulaire et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Vimentine-S39 Lapin pAb
Remarques/Alias	CTRCT30; HEL113; Vimentine; VIM; vimentin; Phospho-Vimentine-S39
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7431
GeneID	7431
Immunogène	Un peptide phospho-synthétique autour de S39 de la VIM humaine (NP_003371.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08670
Poids protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace