


Pab De Lapin Anti-Vimentine Phosphorylée S56 Pour Wb, Elisa - P08670

Numéro d'article: CM0000601



Introduction

Le pAb de lapin anti-Vimentine phosphorylée S56 détecte la vimentine phosphorylée au niveau du Ser56 dans des échantillons humains et de rat par WB et ELISA. Idéal pour l'étude de la dynamique des filaments intermédiaires, de la migration cellulaire et de la TEM.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Vimentine phosphorylée S56
Remarques / Alias	CTRCT30; HEL113; Vimentine; VIM; vimentine; Phospho-Vimentine-S56
Espèce	Humain
GeneID	7431
Immunogène	Peptide synthétique : Peptide phosphorylé synthétique autour du S56 de la VIM humaine (NP_003371.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P08670
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace