


Ac Mab De Lapin Anti-Phospho-Yap1-S127 - P46937

Numéro d'article: CM0001223



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-phospho-YAP1-S127 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la voie Hippo, du contrôle de la taille des organes et de la suppression tumorale. Env. 54 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-phospho-YAP1-S127
Remarques/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; phospho-YAP1-S127
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10413
GeneID	10413
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétisé dérivé de YAP1 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46937
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace