


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Yap1 (S397) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P46937

Numéro d'article: CM0001944



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de YAP1 phosphorylé au niveau du Ser397. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA, avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Indispensable pour la recherche sur la voie Hippo et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-phospho-YAP1-S397
Remarques/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; phospho-YAP1-S397
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10413
GeneID	10413
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région S397 de YAP1 humain (NP_001123617.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46937
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace