

Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-Ywhaz (Ser58)/Ywhah (Ser59)/Ywhag (Ser59)/Ywhab (Ser60) Pour Wb, Elisa - P63104 / Q04917 / P61981 / P31946

Numéro d'article: CM0001935



Introduction

Anticorps monoclonal lapin phospho-spécifique ciblant les isoformes zéta (Ser58), eta (Ser59), gamma (Ser59) et bêta (Ser60) de la protéine 14-3-3. Validé pour WB et ELISA avec réactivité chez l'homme et la souris. Idéal pour l'étude de la signalisation 14-3-3 et des événements de phosphorylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-YWHAZ -Ser58+YWHAH -Ser59+YWHAG-Ser59+YWHAB -Ser60 Lapin mAb
Remarques / Alias	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHA1; 14-3-3GAMMA; DEE56; EIEE56; PPP1R170; GW128; HEL-S-1; HS1; KCIP-1; YWHAA
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7534/7533/7532/7529
ID du gène	7534/7533/7532/7529
Immunogène	Peptide synthétique phospho-spécifique correspondant aux résidus autour de Ser58&Ser59&Ser59&Ser60 de YWHAZ/YWHAH/YWHAG/YWHAB humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P63104/Q04917/P61981/P31946
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace