


Phospho-Zap70-Y493 Rabbit Mab - P43403

Numéro d'article: CM0001386



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-ZAP70 (Tyr493) validé pour IF/ICC et ELISA. Réagit avec le ZAP70 humain, une tyrosine kinase clé dans la signalisation du récepteur des cellules T et l'immunité adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-ZAP70-Y493 Rabbit mAb
Remarques/Alias	ZAP70; ADMIO2; IMD48; SRK; STCD; STD; TZK; ZAP-70; tyrosine-protein kinase ZAP-70; Phospho-ZAP70-Y493
Espèce	Humain
ID de Gène	7535
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y493 du ZAP70 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P43403
Poids Protéique	70kDa
Expédition	Sac de glace