

Phyhd1 Lapin Pab Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q5Sre7

Numéro d'article: CM0026530



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la PHYHD1 humaine, une dioxygénase dépendante du 2-oxoglutarate. Convient pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Expédié dans un sac de glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PHYHD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PHYHD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	254295
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-291 de la PHYHD1 humaine (NP_001094346.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5SRE7
Poids protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace