


PI3 Kinase P85 Alpha Rabbit Pab - P27986

Numéro d'article: CM0017124



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le PI3 Kinase p85 alpha humain (PIK3R1) pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation PI3K et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PI3 Kinase p85 alpha Rabbit pAb
Remarques/Alias	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3 Kinase p85 alpha
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5295
ID de gène	5295
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 240-380 du PI3 Kinase p85 alpha humain (NP_852664.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27986
Poids de la protéine	84kDa
Expédition	Sac de glace