


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pias1 Pour If/Icc Et Elisa - 075925

Numéro d'article: CM0028586



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la ligase E3 SUMO-protéine PIAS1 humaine, validé pour IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude des voies de signalisation de la SUMOylation et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIAS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GBP; ZMIZ3; DDXBP1; GU/RH-II; PIAS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8554
GeneID	8554
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 422-651 de PIAS1 humaine (NP_057250.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	075925
Poids moléculaire	72kDa
Expédition	Sac de glace