


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pias1 Pour Wb Et Elisa - 075925

Numéro d'article: CM0013062



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PIAS1 validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible la ligase protéique SUMO E3 PIAS1 (075925), un corégulateur transcriptionnel clé dans les voies de signalisation STAT, p53 et hormonales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIAS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GBP; ZMIZ3; DDXBP1; GU/RH-II; PIAS1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8554
GeneID	8554
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de PIAS1 humain (NP_057250.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075925
Poids moléculaire	72kDa
Expédition	Sac de glace