

Anticorps Monoclonal Lapin Pias2 Pour Wb, Elisa - 075928

Numéro d'article: CM0004247



Introduction

Anticorps monoclonal lapin PIAS2 validé pour WB et ELISA, réagit avec l'homme, la souris, le rat ; cible l'E3 SUMO-protéine ligase PIAS2 impliquée dans la régulation transcriptionnelle. Idéal pour l'étude des voies de signalisation STAT, p53 et des hormones stéroïdiennes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIAS2 mAb lapin
Remarques / Alias	DIP; MIZ1; SIZ2; ARIP3; PIASX; ZMIZ4; PIAS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9063
GeneID	9063
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 50 et 150 de la PIAS2 humaine (NP_004662.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	075928
Poids de la protéine	45kDa/63kDa/68kDa
Expédition	Sac de glace