

Anticorps Polyclonal De Lapin Pigr Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - 070570

Numéro d'article: CM0030305



Introduction

pAc de lapin PIGR validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Détecte le récepteur des immunoglobulines polymériques de souris/rat impliqué dans la transcytose et l'immunité muqueuse, ~83 kDa. Idéal pour les études d'immunodétection.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc de lapin PIGR
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	5284
GeneID	18703
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-645 de la PIGR de souris (NP_035212.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	070570
Poids moléculaire	83 kDa
Expédition	Sac de glace