

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pik3Cg Pour Wb, Elisa - P48736

Numéro d'article: CM0015395



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PIK3CG humain (p110γ) pour Western blot et ELISA. Reconnaît la sous-unité catalytique PI3Ky de 126 kDa impliquée dans la signalisation des RCPG et la migration des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIK3CG Lapin pAb
Remarques/Alias	PI3K, PIK3, IMD97, PI3CG, PI3Kgamma, p110gamma, p120-PI3K
Espèce	Humain
ID de gène	5294
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-310 de PIK3CG humain (NP_002640.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P48736
Poids de la protéine	126kDa
Expédition	Sac de glace