

Anticorps Monoclonal Pin4 De Lapin Pour Wb Et Elisa - Q9Y237

Numéro d'article: CM0002175



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine PIN4 humaine, validé pour WB et ELISA. Détecte les niveaux endogènes de PIN4 chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études de biologie nucléolaire et de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIN4 Rabbit mAb
Remarques / Alias	EPVH; PAR14; PAR17; hEPVH; hPar14; hPar17; PIN4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5303
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 52 et 131 de la protéine PIN4 humaine (Q9Y237).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y237
Poids de la protéine	14kDa
Expédition	Sac de glace