

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Pip5K1A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99755

Numéro d'article: CM0025349

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin contre PIP5K1A détecte la protéine PIP5K1A (63 kDa) humaine et souris en WB, IHC-P et ELISA. PIP5K1A est une kinase lipidique qui produit du PIP2, régulant la transduction du signal, la dynamique de l'actine et la migration cellulaire. Idéal pour la recherche sur la signalisation cellulaire et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIP5K1A Rabbit pAb
Remarques / Alias	PIP5K1A
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8394
ID du gène	8394
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 231-500 de la protéine PIP5K1A humaine (NP_001129109.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99755
Poids de la protéine	63 kDa
Expédition	Sac de glace