

Piwil2 Pab De Lapin - Piwil2

Numéro d'article: CM0030004

Introduction

PIWIL2 pAb de lapin est un anticorps polyclonal de lapin généré contre une protéine de fusion recombinante de PIWIL2 de souris. Validé pour WB et ELISA, il détecte la protéine PIWIL2 de souris et de rat, ce qui le rend idéal pour la recherche en DPI et le développement d'essais.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIWIL2 pAb de lapin
Remarques / Alias	mili; Piwil1i; PIWIL2
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	55124
ID du gène (souris)	57746
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 398-652 de PIWIL2 de souris (Q8CDG1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
Poids de la protéine	105kDa/109kDa
Expédition	Sac de glace