

Anticorps Monoclonal Lapin Piwil4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z3Z4

Numéro d'article: CM0005630

Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin PIWIL4 (HIWI2, MIWI2) validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité humaine, souris, rat. Cible PIWIL4 de 97kDa impliqué dans le silence des transposons médié par piRNA. Idéal pour la recherche sur la lignée germinale et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PIWIL4 mAb Lapin
Remarques/Alias	HIWI2; MIWI2; PIWIL4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	143689
GeneID	143689
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 272-383 de PIWIL4 humain (NP_689644.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7Z3Z4
Poids Protéique	97kDa
Expédition	Sac de glace