

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Piwil4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z3Z4

Numéro d'article: CM0018573

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine PIWIL4 (HIWI2/MIWI2). Adapté pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Détecte une protéine de la voie des piRNA impliquée dans le silence des transposons et la spermatogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PIWIL4
Remarques/Alias	HIWI2 ; MIWI2 ; PIWIL4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	143689
GeneID	143689
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 260-460 de la protéine humaine PIWIL4 (NP_689644.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7Z3Z4
Poids moléculaire de la protéine	97 kDa
Expédition	Sac de glace