

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pkc Alpha Pour If/Icc, Elisa - P17252

Numéro d'article: CM0007536



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin anti-PKC alpha est un anticorps monoclonal spécifique de la protéine kinase C alpha humaine, validé pour l'IF/ICC et l'ELISA. Idéal pour étudier la prolifération cellulaire, l'apoptose et les voies de signalisation du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-PKC alpha
Remarques/Alias	AAG6 ; PKCA ; PRKACA ; PKCI+/- ; PKCalpha ; PKC-alpha
Espèce	Humain
GeneID	5578
Immunogène	Protéine recombinante de la PKC alpha humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P17252
Poids protéique	77 kDa
Expédition	Sac de glace