

Anticorps Polyclonal De Lapin Pkc-Bêta Pour Wb, If/Icc, Elisa - P05771

Numéro d'article: CM0029916



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la PKC-bêta humaine (PRKCB) pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la signalisation du récepteur des lymphocytes B, l'apoptose et la signalisation de l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKC-bêta pAb de lapin
Remarques/Alias	PKCB; PRKCB1; PRKCB2; PKCI(2); PKCbeta; PKC-beta
Espèce	Humaine
ID du gène	5579
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-340 de la PKC-bêta humaine (NP_002729.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05771
Poids de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace