


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pkc Delta Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q05655

Numéro d'article: CM0013187



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PKC delta (nPKC-delta, Q05655), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient aux recherches sur l'apoptose, le cancer et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKC delta pAb de lapin
Remarques/Alias	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; PKC delta
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5580
ID du gène	5580
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 160 de la PKC delta humaine (NP_006245.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	Q05655
Poids moléculaire	78 kDa
Expédition	Sac de glace