


Anticorps Polyclonal De Lapin Pklr Pour Wb Et Elisa - P30613

Numéro d'article: CM0016282



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PKLR validé pour Western blot et ELISA. Reconnaît la PKLR humaine, murine et de rat. Adapté à la recherche sur la glycolyse et le métabolisme cancéreux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKLR Rabbit pAb
Remarques / Alias	PK1; PKL; RPK; PKRL; PKLR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5313
GeneID	5313
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 446-556 de la PKLR humaine (NP_000289.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30613
Poids de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac de glace