


## Anticorps Monoclonal De Lapin Spécifique De Pkm1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P14618

Numéro d'article: CM0002518



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de PKM1 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Cible l'isoforme adulte de la pyruvate kinase, impliquée dans la glycolyse. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur le métabolisme et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | AcM de lapin spécifique de PKM1                                                                                                    |
| Remarques/Alias    | PK3 ; TCB ; p58 ; OIP3 ; PKM2 ; CTHBP ; THBP1 ; HEL-S-30 ; Spécifique de PKM1                                                      |
| Espèce             | Humain                                                                                                                             |
| GeneID (Humain)    | 5315                                                                                                                               |
| GeneID             | 5315                                                                                                                               |
| Immunogène         | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 350 et 450 de la PKM1 humaine (NP_001193728.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                              |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                              |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                   |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                |
| SWISS              | P14618                                                                                                                             |
| Poids protéique    | 58 kDa                                                                                                                             |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                       |