


Anticorps Polyclonal De Lapin Spécifique À Pkm1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14618

Numéro d'article: CM0022070



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant spécifiquement le PKM1 humain (isoforme M1 de la pyruvate kinase). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la glycolyse et du métabolisme énergétique dans les tissus adultes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc de lapin spécifique PKM1
Remarques/Alias	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; PKM1-specific
Espèce	Humain
GeneID	5315
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-450 du PKM1 humain spécifique (NP_001193728.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14618
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace