


Plod3 Ac Mab - O60568

Numéro d'article: CM0002894



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute spécificité ciblant le PLOD3/LH3 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Idéal pour l'étude de l'hydroxylation de la lysine du collagène, de la glycosylation et de la biologie de la membrane basale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLOD3 Ac mAb
Remarques/Alias	LH3; PLOD3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8985
ID de gène	8985
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-306 du PLOD3 humain (NP_001075.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60568
Poids moléculaire	85kDa
Expédition	Sac de glace