

Anticorps Polyclonal De Lapin Dirigé Contre Le Motif PlxIS

Numéro d'article: CM0020705

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le motif plxIS, dérivé d'un peptide synthétique. Validé pour les applications de Western blot (WB) et d'ELISA, avec une réactivité croisée humaine. Idéal pour la recherche sur les protéines contenant le motif plxIS.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le motif plxIS
Immunogène	Peptide synthétisé dérivé du motif plxIS
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
Expédition	Sac réfrigérant