


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pms2 Pour Wb, Elisa - P54278

Numéro d'article: CM0010028



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute spécificité ciblant la protéine PMS2 humaine, validé en Western blot et ELISA. Essentiel pour les études de réparation des mésappariements de l'ADN et la recherche sur le syndrome de Lynch. Détecte une bande de 96 kDa (UniProt P54278).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PMS2
Remarques/Alias	MLH4, PMS-2, PMSL2, HNPCC4, LYNCH4, MMRC54, PMS2CL, PMS2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5395
GeneID	5395
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située parmi les acides aminés 1 à 100 de la protéine PMS2 humaine (P54278)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P54278
Poids de la protéine	96 kDa
Expédition	Pain de glace