


Pnmt Lapin Pab - P11086

Numéro d'article: CM0030876



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PNMT pour les applications WB et ELISA. Détecte la phényléthanolamine N-méthyltransférase humaine et murine (31 kDa), une enzyme clé de la biosynthèse des catécholamines. Convient pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PNMT Lapin pAb
Remarques/Alias	PENT, PNMTase, PNMT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5409
GeneID	5409
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-282 de la PNMT humaine (NP_002677.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P11086
Poids moléculaire	31kDa
Expédition	Sac de glace